

Gymna 400-as sorozat

Your hands, our design

ELECTROTHERAPY



Gymna 400 series



gymna[®]

www.gymna.com

Gymna 400-as széria

Gymna cég készülékeivel segíti a fizioterapeutákat az egész világon

A fizioterápia és rehabilitáció területén szerzett tapasztalata a Gymna céget képessé teszi minőségi megbízható készülékek gyártására.

A Gymna cég termékpalalettája sokféle intelligens megoldást kínál a napi egészségügyi ellátásban.

A Gymna cég felhasználóbarát, minőségi készülékeket készít, ezért Ön több időt tölthet pácienseivel.



A Gymna 400-assorozat az intelligens megoldásokat éleljáró technológiával párosítja. A színes, forradalmian új *full-colour* érintésképernyővel a kódkészülék használata logikus és egyszerű.

A logikusan megtervezett kijelző hatásosan és egyértelműen végigvezeti Önt a szükséges beállításokon.





Egy nagy továbblépés

A következő generációs Guided Terápiás Rendszerrel (GTS2), a Gymna cég újra bizonyította, hogy az egyik vezető fizioterápiás készülék gyártó. A GTS rendszert a 400-as széria integráltan használja. A GTS rendszernek köszönhetően több kezelési protokoll és újabb lehetőségek vannak a készülékben..



A GTS2 rendszer három fontos lehetőséggel rendelkezik:

1. Orvosi E-book
2. Felhasználóbarát navigáció
3. Legújabb kutatási eredményeken alapuló terápia

1. Orvosi E-book

Szaktudását megoszthatja a pácienssel egyszerű és strukturált módon!

Az orvosi E-book egy teljes referencia munka beintegrálva a készülékbe. Orvosi képekkel, leíró szöveggel rendelkezik, hogy elmagyarázza a kezelés folyamatát és a páciens állapotát. Mindig elérhető az információ a kezelés alatt, így a páciens bármikor tájékozható a legújabb kezelésre vonatkozó információiról. A páciens és a kezelő is élvezheti az előnyeit ennek a bármikor elérhető GTS rendszernek.

Anatómiai könyvtár

- Részletes információ az izmokról és a szalagokról
- Kiindulási hely, tapadási hely, artériás rendszer és ideg bevezetés

Információs képernyő

- Orvosi leírás a kezelés klinikai aspektusából
- Terápiás tanácsok

Help screens (Segítség képernyő)

- Információ az elektroterápiás alkalmazásokról
- Minden paraméter értelmezhető

A színes help screen (segítség) bármikor elérhető még a kezelés alatt is



Felhasználó- és páciensbarát készülék

2. Vezetett navigáció

Logikus navigáció a képernyőn lehetővé teszi, hogy többet foglalkozhasson a pácienseivel!

A GTS2 rendszer lehetővé teszi a kezelések közvetlen kiválasztásától a kezelendő testrészekkel kapcsolatos beállítások eléréséig. Minden kezelést gyorsan elérheti a kezelendő páciens számára legmegfelelőbb kezelési programot. Egyetlen gombnyomás elegendő elindítani a kezelést.



3. Evidence-based terápia (legújabb kutatásokon alapuló terápia)

Minden kezelés a legújabb kutatásokra alapul. A legújabb kezelések az USB porton keresztül azonnal betölthetők a készülékbe.

A Gymna cég szorosan figyelemmel követi a legújabb nemzetközi kutatásokat. Minden elre letárolt kezelési program a vezető egyetemek által javasolt legújabb kutatások által megállapított kezelési protokollal.

- Automatikus kiválasztási lehetőség a legalkalmasabb beállításoknak a legjobb paraméterekkel.
- A mindig naprakész készülék a beépített USB csatlakozónak köszönhetően.





Tervezés

Hatásosan dolgozhat, miközben a páciensét osztatlan figyelemmel kezelheti.

A 400-as sorozat a legújabb tervezési trendek alapján készült. Ez a készülék egyedülálló, felhasználóbarát és a legújabb technológiák alapján készült. Ez a modern készülék lehetőséget ad a legkorszerűbb kezelésekre.

- Nagy full-colour TFT érintőképernyő (10.4 inch, 600 x 800 pixels, SVGA)
- Tökéletes rálátási szög a kijelzőre Önnek és a páciensének.

Funkcionalitás

Ergonomikus tervezés a legnagyobb lehetséges kényelemért.

A 400-as sorozat az Ön napi munkájának megkönnyítésére készült. A 400-as sorozat minőségi készülék a legkisebb terápiai részletekig. Egyszerű használata és a legjobb minőséget nyújtja a kezelő és a páciens számára.

- Hibrid ultrahang fejek vizuális és akusztikus kontaktus kontrollal.
- 2db független intenzitás szabályozó.
- USB port a folyamatos program frissítéshez
- Érintőképernyő

Form follows function

Könny használat



Elegánsstílusa könny használatl párosul. Érint képerny az egyszer navigációhoz.

A Gymna 400-as szériával, Ön személyesen kiválaszthatja a megfelelő kezelést. A navigáció struktúrája egyértelműen végigvezeti Önt a különböző menük beállítási lehetőségein.

Az érint képerny korszerű grafikus tervezése könnyvé teszi a munkát a 400-as széria alkalmazásain.

Egy teljesen újszerű felhasználói élményt tesz lehetővé a 400-as széria!

- Több mint 800 tárolt protokoll
- Elektroda felhelyezési segédlet 3D képek segítségével
- Direk terápiais gombok, célmeghatározás, indikációs lista, kezelendő testrész választás
- Diagnosztika
- 500 szabad memóriahely (saját programok/kedvencek/diagnosztika eredmények)
- Integrált kontra indikációs lista
- Anatómiai könyvtár



Termék lista:

Combi 400

Kombinációs készülék
elektroterápia, ultrahang és
lézer (opcionális).



Combi 400V

Kombinációs készülék, elektroterápia,
ultrahang, lézer (opcionális),
moduláris vákuum egység.



Duo 400

Elektroterápiás készülék



Duo 400V

Elektroterápiás készülék,
moduláris vákuum egységgel.



Pulson 400

Ultrahang készülék
két multifrekvenciás fejfel (1 és 3MHz)
1 és 4 cm²



Vaco 400

Moduláris vákuum egység két független csatornával.

- 2-pólus vagy 4-pólus
- Folyamatos és pulzáló mód
- Elektronikus vákuum szabályozás
- Integrált masszázsfunkció
- Összeköthető Combi 400-al vagy Duo 400-al



Tartozékok:

		Combi 400V	Duo 400V	Combi 400	Duo 400	Pulson 400
Elektróda kábel (2 db)		■	■	■	■	
Lapelektroda (2x2 db)		■	■	■	■	
Szivacs 6x8 cm (4 db)		■	■	■	■	
Rögzítő szalag 5 x 60 cm (4db)		■	■	■	■	
UH kezelő fej 4 cm ² (1 és 3 MHz)		■		■		■
UH kezelő fej 1 cm ² (1 és 3 MHz)		○		○		■
VAS-score		■	■	■	■	■
Érintőképernyő ceruza		■	■	■	■	■
Ultraszong gél 500ml		■		■		■
Teszt dugó		■	■	■	■	
Vákuumelektroda kábel v. szürke (2 db)		■	■			
Vákuumelektroda kábel s. szürke (2 db)		■	■			
Vákuumelektroda 60 mm (4 db)		■	■			
Vákuumelektroda szivacs (4 db)		■	■			
Monoprobe 400 lézerfej		○		○		
Clusterprobe 400 lézerfej		○		○		

Visit www.gymna400.com for more optional accessories

■ = Szstandard ○ = Opcionális

