

Termék adatlap

Bobath-2 Advanced

A Gymna Bobath-2 Advanced kezelő és vizsgáló ágy ideális a következő problémák kezeléséhez úgymint a mobilitás problémák vagy dysfunkciók mint a hemi parézis vagy cerebrális parézis általi problémák. A Bobath-2 kezelőágy hátrésze univerzálissá teszi azt a fekvő vagy üllő kezelésekhöz.

Sztandard felépítés

- 2 részes Bobath ágy állítható hátrésszel
- 2 gázrugó van a hátrészen a stabilitás érdekében
- Extra széles fekvőfelület (120 cm) és erős váz
- Elektromos magasságállítás lábkapcsolóval
- 15 cm magas szabad hely a váz alatt
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Központi kerékemelő mechanika 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 színben

Rendelési adatok

125 082 Bobath-2 Advanced lábkapcsolóval

Opcionális

125 603 Arcnyílás + dugó

Tartozékok

121 409 Extra lábkapcsoló a magasságállításhoz

125 652 Kézikapcsoló a magasságállításhoz

332 915 Fekvőfelület lábrész védő

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 120cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 118 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC




Gymna Stability Profile

Bobath-2 Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

