

Combi 400

Kombinációs készülék: elektroterápia, ultrahang és lézer (opcionális).



art. nr. 340 010



Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
340 494	Quickstart manual gymna 400
311 872	CD-ROM Használati utasítás Gymna több nyelvű
323 011	Biztonsági instrukciók
340 505	Érintőképernyő toll Gymna
340 406	Elektroda kábel -két elvezetéses mini 2mm (2db)
108 935	Rögzítő szalag 5 x 60 cm (4db)
340 468	Lapelektroda 6 x 8 cm, 2mm (2db)
100 658	Szivacs 6 x 8 cm (4db)
330 803	Teszt dugó F/F, 2 mm
115 684	VAS-score
340 204	UH fej 1&3 MHz 4 cm ² , 404 (400)
100.016	Ultrahang zselé 500 ml GymnaUniphy

Opcionális tartozékok

108 934	Rögzítő szalag 5 x 30 cm	330 572	Optima 3 (vaginális elektróda)
108 936	Rögzítő szalag 5 x 120 cm	330 583	Perisize 4+ (vaginális elektróda)
340 446	Lapelektroda 4 x 6 cm, 2mm (2db)	329 989	Analía (anális elektróda)
340 481	Lapelektroda 8 x 12 cm, 2mm (2db)	330 561	Analys + (anális elektróda)
100 657	Szivacs 4 x 6 cm (4db)	340 428	Adapter kábel 2mm female / 4mm male
100 659	Szivacs 8 x 12 cm (4db)	340 201	UH fej 1&3 MHz 1 cm ² , 401
326 810	Öntapadó elektróda 2.5 x 5 cm (4db)	100 019	Ultrahang zselé 5 l GymnaUniphy
326 821	Öntapadó elektróda 5 x 5 cm (4db)	100 020	Pumpa 5 l jerrycan, GymnaUniphy
326 832	Öntapadó elektróda 5 x 10 cm (4db)	340 252	Mono 400, Monoprobe lézer fej
326 799	Öntapadó elektróda kör alakú 3 cm (4db)	340 263	Quad 400, Clusterprobe lézer fej
114 142	Pont elektróda szivaccsal	111 890	Lézer védőszemüvegek
109 944	Szivacs pont elektródához (10db)	116 227	Biztonsági zár lézerhez
112 166	Rektális stimulációs elektróda	117 210	Mobil 700, kocsi, 2 polc, 1 fiók
329 978	Novatys (vaginális elektróda)	117 220	Extra polc + fiók Mobil 700 kocsihoz
330 594	V2B+ (vaginális elektróda)	117 215	Palack tartó Mobil 700 kocsihoz
		340 439	Hordozó táská Gymna 400 sorozathoz

Termék ismertető:

		COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Terápiák						
Elektroterápia (2 független csatorna)		■	■	■	■	■
Ultrahang terápia (1 & 3 MHz)		■	■	■	■	■
Lézer terápia		■	■	■	■	■
Kombinációs terápia		■	■	■	■	■
Szimultán terápia		■	■	■	■	■
Vákuum		■	■	■	■	■
Felhasználói felület						
Szines TFT kijelző 10,4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels)		■	■	■	■	■
Érintő képernyő		■	■	■	■	■
2 külön intenzitás szabályzó		■	■	■	■	■
Guided Terápiás rendszer 2		■	■	■	■	■
Orvosi E-book: Anatómiai könyvtár		■	■	■	■	■
Help- és információs képernyő		■	■	■	■	■
Direkt terápia megoldások		■	■	■	■	■
Protokollok: objectives, indikációs lista, kezelendő terület kiválasztása		■	■	■	■	■
3D-képek az elektróda felhelyezéséről		■	■	■	■	■
Diagnosztika (I/TGörbe, Rheobase, Chronaxy)		■	■	■	■	■
Kontra indikációs lista		■	■	■	■	■
Memória: 500 szabad hely - kedvencek/saját programok		■	■	■	■	■
Elektroterápia						
Egyenáramfajták						
Egyen áram		■	■	■	■	■
Négyszög pulzus		■	■	■	■	■
2-5 áram (Ultra Reiz)		■	■	■	■	■
Háromszög pulzus		■	■	■	■	■
MF négyszög pulzus		■	■	■	■	■
Iontoforézis- MF négyszög pulzus		■	■	■	■	■
Iontoforézis- egyenáram		■	■	■	■	■
Diadinamik áramformák						
MF		■	■	■	■	■
RS		■	■	■	■	■
DF		■	■	■	■	■
CP		■	■	■	■	■
LP		■	■	■	■	■
TENS áramformák						
Konvencionális TENS		■	■	■	■	■
Alacsony frekvenciás TENS		■	■	■	■	■
Burst TENS		■	■	■	■	■
Kis intenzitású TENS		■	■	■	■	■
Véletlen frekvenciájú TENS		■	■	■	■	■
NMES áramformák						
Négyszög hullámzó		■	■	■	■	■
Háromszög hullámzó		■	■	■	■	■
Bifázisú hullámzó		■	■	■	■	■
Pulzuson belüli szünetidejű hullámzó		■	■	■	■	■
Orosz stimuláció		■	■	■	■	■
2-pólusú MF hullámzó		■	■	■	■	■
Izoplanar vektor hullámzó		■	■	■	■	■

		COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Interferencia áramformák		■	■	■	■	
2-pólusú közép frekvencia		■	■	■	■	
Isoplanár vektor mező		■	■	■	■	
Dipólus vektor mező		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram hullámzó		■	■	■	■	
Nagy feszültség (HVPC)		■	■	■	■	
Nagy feszültség		■	■	■	■	
Nagy feszültség hullámzó		■	■	■	■	
Diagnosztika		■	■	■	■	■
Rheobázis és Kronaxia		■	■	■	■	
Rheobázis és AQ		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög		■	■	■	■	
S-D görbe háromszög		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög + háromszög		■	■	■	■	
Fájdalom pontok		■	■	■	■	
Diagnózis stressz törésekhez		■	■	■	■	■
Iontophorézis programok		■	■	■	■	
Phonophorézis programok		■		■		■
Állandó feszültség/Állandó áram		■	■	■	■	
Ultraszhang terápia						
Hybrid UH kezelőfej 4 cm² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		■		■		■
Hybrid UH kezelőfej 1 cm² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		○		○		■
Lézer terápia						
Monoprobe: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW		○		○		
Clusterprobe: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW		○		○		
Kombinációs terápia						
Ultraszhang + Konvencionális TENS		■		■		
Ultraszhang + Kis intenzitású TENS		■		■		
Ultraszhang + Alacsony frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + Burst TENS		■		■		
Ultraszhang + Véletlen frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + 2-pólusú közép frekvencia		■		■		
Szimultán terápia						
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Lézer		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Ultraszhang		■		■		
Lézer és Ultraszhang		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú) + Elektroterápia (2-pólusú)		■	■	■	■	
Vákuum (2-csatorna)						
2 független csatorna		■	■			
Elektronikus vákuum kontrol		■	■			
Folyamatos/pulzáló mód (masszázs hatás)		■	■			
Kontrol Combi 400-on vagy Duo 400-on keresztül		■	■			

■ = Standard
○ = Optional

Mains voltages
Dimensions
Weight
CEO344

100-240 VAC/45-65 Hz
360 x 285 x 260 mm
ca. 5 kg
meets all applicable guidelines