

Duo 400V

A Duo 400V, elektroterápiás, és egy vákuumkészülék két független csatornával.

A Duo400V készülékkel, elérhető a három fő terápiás cél a fájdalom csillapítás, szövetek regenerálása és az izom stimulációja. A csatlakoztatott vákuumkészüléknek köszönhetően elektroterápiás kezelés vákuumelektrodával is adható. A színes és intuitív éritőképernyőnek köszönhetően könnyen kiválasztható az optimális kezelési protokoll, és a GTS menünek köszönhetően klinikai információk gyorsan megtalálhatók.



Rendelési szám: 360424 Duo 400V fehér
360 624 Duo 400V fekete

Karakterisztika

■ Terápiák:

- Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna
- S-D görbe diagnosztikai programok
- Ultrahang terápia
- Szimultán terápia, 2 különböző indikáció szimultán kezelése elektró és ultrahang terápiával

■ Áramformák: 31

- Lásd későbbiekben

■ Funkcionalitás:

- Célok: 143
- Indikáció: 170
- Diagnosztika: 9
- Test terület: 137
- Sejt hatás: 16
- Terápiás programok: 48
- Szabad memória: 850
- Anatómiai könyvtár: 91

■ Vaco 400-as vákuumkészülék két független csatornával

- 2 vagy 4 pólus
- elektronikus vákuum kontroll
- folyamatos vagy pulzáló mód
- integrált masszázsfunkció

Technikai specifikációk

Nyelv : 13

Hálózati feszültség : 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%

Max. Teljesítmény felvétel : 100 VA

Méretek (b x h x d) : 360 x 260 x 285 mm

Súly tartozékokkal : c.a 10,8 kg

Elektromos biztonsági védelem : Class II

Izoláció : Type BF

MDD Classzifikáció : IIa

Konformitás : Directive MDD 93/42/ECC

Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
340 406	Páciens kábel mini/2mm (2)
330 803	Teszt dugó, F/F, 2 mm
340 468	Lapelektroda, 6 x 8 cm 2mm (4)
100 658	Szivacs, 6 x 8 cm (4)
108 935	Rögzítőszalag, elasztikus, 5 x 60 cm (4)
115 684	Visual Analogue Scale (VAS-Score)
340 505	Forgató gomb ezüst (2)
319 025	Érintőképernyő toll
340 615	Vákuumelektrodekábel, sötétszürke, (2)
340 604	Vákuumelektrodekábel, világosszürke, (2)
340 626	Vákuumelektroda - Ø 60 mm, (2) (2x)
340 648	Vákuumelektrodaszivacs Ø 60 mm, (4)
318 164	ET kábel 5p Vaco/Electro 400/
318 167	Com/Pow kábel 6p Vaco/ Electro





Manualok


323 011	Biztonsági instrukciók
362 505	Quick start manual
362 516	CD Használati utasítás több nyelvű

Opcionális tartozékok

114 142	Pontelektroda szivaccsal, Ø 15 mm
109 944	Pontelektroda szivacs (10)
329 978	Vaginális prób Novatys Gold
330 594	Vaginális prób V2B+
330 572	Vaginális prób Optima 3
330 583	Vaginális prób Perisize 4+
329 989	Anális prób Analia
330 561	Anális prób Analys+
112 166	Stimulációs prób, rektális
326 799	Öntapadós elektroda, Ø 3 cm (4)
326 810	Öntapadós elektroda, 2.5 x 5 cm (4)
821	Öntapadós elektroda, 5 x 5 cm (4)
326 832	Öntapadós elektroda, 5 x 10 cm (4)
446	Lapelektroda 4 x 6 cm 2mm (2)
340 481	Lapelektroda 8 x 12 cm 2mm (2)
108 934	Rögzítőszalag, elasztikus, 5 x 30 cm
108 936	Rögzítőszalag, elasztikus, 5 x 120 cm
360 808	Gymna Mobile 400
100 657	Szivacs, 4 x 6 cm (4)
100 659	Szivacs, 8 x 12 cm (4)
360 819	Vaco extenziós kábel szet Mobile 400
360 830	Vákuum elektroda tartó Mobile 400
340 428	Adapter kábel 2mm (F) → 4 mm (M)
380 439	Hordozó táská
340 637	Vákuum elektroda - Ø 90 mm, (2)
114 687	Szivacs vákuum elektrodához - Ø 90 mm (4)

	COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Terápiák					
Elektroterápia (2 független csatorna)	■	■	■	■	■
Ultraszhang terápia (1 & 3 MHz)	■	■	■	■	■
Lézer terápia (opcionális)	■	■	■	■	■
Kombinációs terápia	■	■	■	■	■
Szimultán terápia	■	■	■	■	■
Vákuum	■	■	■	■	■
Felhasználói-felület					
Full colour TFT kijelző, 10.4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels)	■	■	■	■	■
Érintőképernyő	■	■	■	■	■
Személyreszabó varázsló	■	■	■	■	■
Színekkel jelzett terápiásmódszerek	■	■	■	■	■
Megnövelt terápiás ablakok	■	■	■	■	■
2 szeparált intenzitás szabályozó	■	■	■	■	■
Guided Therapy System (GTS)	■	■	■	■	■
Orvosi E-book: anatómiai könyvtár	■	■	■	■	■
Help és Klinikai információk képernyő	■	■	■	■	■
Direkt terápia gombok	■	■	■	■	■
Protokollok: objectives, indikációs lista, választás test terület alapján	■	■	■	■	■
Protokollok: cellular effects [heal the tissue]	■	■	■	■	■
3D képek az elektróda felhelyezéséhez	■	■	■	■	■
Diagnosztikai (S-D görbe, Rheobázis, Kronaxia, ...)	■	■	■	■	■
Kontra-indikációs lista	■	■	■	■	■
Memória (szabad helyek)					
500 kedvencek/saját programok	■	■	■	■	■
200 diagnosztikai eredmények	■	■	■	■	■
100 saját sorrendi programokhoz	■	■	■	■	■
50 megosztott programokhoz	■	■	■	■	■

			COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Elektroterápia 							
Egyenáramformák	kombinálható: 						
Egyenáram			☐	☐	☐	☐	☐
Négyszögletes pulzáló 			☐	☐	☐	☐	☐
2-5 áramforma (Ultra Reiz) 			☐	☐	☐	☐	☐
Háromszög pulzáló 			☐	☐	☐	☐	☐
MF négyszögletes pulzáló 			☐	☐	☐	☐	☐
Iontoforézis- MF négyszögletes pulzáló		 	☐	☐	☐	☐	☐
Iontophoresis- egyenáram		 	☐	☐	☐	☐	☐
Diadinamikus áramformák							
MF 			☐	☐	☐	☐	☐
DF 			☐	☐	☐	☐	☐
RS 			☐	☐	☐	☐	☐
CP 			☐	☐	☐	☐	☐
LP 			☐	☐	☐	☐	☐
TENS áramformák							
Konvencionális TENS 			☐	☐	☐	☐	☐
Alacsony frekvenciás TENS 			☐	☐	☐	☐	☐
Burst TENS 			☐	☐	☐	☐	☐
Nagy frekvenciás TENS 			☐	☐	☐	☐	☐
Véletlen Frekvenciás TENS 			☐	☐	☐	☐	☐
Han Stim (via painrelief)			☐	☐	☐	☐	☐
NMES áramformák							
Négyszögletes hullámzó			☐	☐	☐	☐	☐
Háromszög hullámzó			☐	☐	☐	☐	☐
Bifázisú hullámzó			☐	☐	☐	☐	☐
Intrapulzáló hullámzó szünettel			☐	☐	☐	☐	☐
Orosz stimuláció 			☐	☐	☐	☐	☐
2-pólusú MF hullámzó			☐	☐	☐	☐	☐
Isoplanáris hullámzó vektorral			☐	☐	☐	☐	☐

		COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Interferencia áramformák						
2-pólusú Középfrekvenciás			☐	☐	☐	☐
Izoplanáris vektorral			☐	☐	☐	☐
Dipólusú vektorral			☐	☐	☐	☐
Klasszikus interferencia			☐	☐	☐	☐
Mikroáramformák						
Mikroáram			☐	☐	☐	☐
Mikroáram modulált			☐	☐	☐	☐
Mikroáram hullámzó			☐	☐	☐	☐
Nagyfeszültség (HVPC)						
Nagyfeszültség			☐	☐	☐	☐
Nagyfeszültség hullámzó			☐	☐	☐	☐
Diagnosztikai programok						
Reobázis és Kronaxia			☐	☐	☐	☐
Reobázis és AQ			☐	☐	☐	☐
S-D görbe négyszögletes			☐	☐	☐	☐
S-D görbe háromszögű			☐	☐	☐	☐
S-D görbe négyszögletes + háromszögű			☐	☐	☐	☐
Fájdalom pontok			☐	☐	☐	☐
Stresszes törés diagnózis			☐	☐	☐	☐
Iontoforézis programok			☐	☐	☐	☐
Szonoforézis programok			☐	☐	☐	☐
CV / CC			☐	☐	☐	☐
Ultrahang terápia						
Nagy kezelőfej 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)			☐	☐	☐	☐
Kis kezelőfej 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)			☐	☐	☐	☐

	COMBI 400V & 400 VIP	DUO 400V & 400 VIP	COMBI 400 & 400M	DUO 400 & 400M	PULSON 400 & 400 M
Lézer terápia 					
Monoprobe 400: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW	○		○		
Clusterprobe 400: max. átlag teljesítmény: 4 x 12,6 mW	○		○		
Kombinációs terápia 					
Lásd a következő ikonnál 	■		■		
Szimultán terápia					
Elektroterápia (2-pólus & 4-pólus) + Lézer (opcionális)	■		■		
Elektroterápia (2-pólus & 4-pólus) + Ultrahang	■		■		
Ultrahang + Lézer (opcionális)	■		■		
Elektroterápia (2-pólus) + Elektroterápia (2-pólus)	■	■	■	■	
Vákuum 					
2 független csatorna	■	■			
Elektronikus vákuum szabályozás	■	■			
Folyamatos & pulzáló	■	■			
Masszázs hatás	■	■			
Használható Combi 400 vagy Duo 400 készülékkel	■	■			
Vacuum screen in dashboard design	■	■			

■ = Sztandard
○ = Opcionális