

Termék adatlap

Duo 200

Duo 200, az elektroterápiáért

A Duo 200, egy hordozható készülék két független csatornával. Nyomógombokkal választhatjuk ki a különböző elektroterápiás hullámformákat beleértve a szimultán terápiákat. A készülék a fájdalomcsillapításhoz és az izomstimulációhoz protokollokkal rendelkezik.



Article number: 300.398

Karakterisztika

- Terápiák:
 - Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 független csatorna
 - Szimultán terápia (2 különböző indikációs kezelés szimultán alkalmazható mindkét csatorna használatával.)
- Áramformák: 21
- Funkcionalitás:
 - Célmeghatározás: 19
 - Indikációk: 85
 - Diagnosztika: 6
 - Szabad memória: 20
 - Alap terápia program: 21
- Vaco 200-hoz csatlakoztatható

Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
340 670	2-pólusú pácienskábel 2mm csatlakozással (2db)
330 803	Teszt dugó, F/F, 2mm
340 468	Lapelektroda, 6 x 8 cm 2mm fiche (4db)
100 658	Szivacs, 6 x 8 cm (4db)
108 935	Rögzítő szalag, 5 x 60 cm (4db)
115 684	Visual Analogue Scale (VAS-Score)
117 276	Képek az elektródák felhelyezéséről

Manuals

323 011	Biztonsági instrukciók
117 271	Használati utasítás (angol)
311 872	CD Használati utasítás Gymna (több nyelvű)

Opcionális tartozékok

302 955	Hordozó táska 200-as sorozathoz
114 142	Pontelektroda szivaccsal, Ø 15 mm
109 944	Szivacs pontelektrodához (10db)
329 978	Vaginális elektróda Novatys Gold
330 594	Vaginális elektróda V2B+
330 572	Vaginális elektróda Optima 3
330 583	Vaginális elektróda Perisize 4+
329 989	Anális elektróda Analia
330 561	Anális elektróda Analys+
112 166	Stimulációs elektróda, rektális
326 799	Öntapadós elektróda, Ø 3 cm (4db)
326 810	Öntapadós elektróda, 2.5 x 5 cm (4db)
326 821	Öntapadós elektróda, 5 x 5 cm (4db)
326 832	Öntapadós elektróda, 5 x 10 cm (4db)
340 446	Lapelektroda, 4 x 6 cm 2mm fiche (2db)
340 481	Lapelektroda, 8 x 12 cm 2mm-es csatlakozással (2db)
108 934	Rögzítő szalag, 5 x 30 cm
108 936	Rögzítő szalag, 5 x 120 cm
100 657	Szivacs, 4 x 6 cm (4db)
100 659	Szivacs, 8 x 12 cm (4db)
117 210	Mobil 700, kocsi, 2 polccal, 1 fiókkal
117 220	Extra polc + fiók Mobil 700 kocsihoz
117 215	Palack tartó Mobil 700 kocsihoz

Technikai specifikáció

Nyelv	: 14
Hálózati feszültség	: 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%
Max. Áramfelvétel	: 85 VA
Méret (b x h x d)	: 266 x 100 x 275 mm
Súly	: kb. 3,650 kg
Érintésvédelem	: Class I Type BF
MDD minősítés	: IIa
Biztonsági minősítés	: CE from conformity with Directives MDD 93/42/EEC

	COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Terápiák						
Elektroterápia (2 független csatorna)	■	■	■	■		
Ultrahang terápia (1 & 3 MHz)	■	■			■	
Lézer terápia (opcionális)	■					
Kombinációs terápia	■	■				
Szimultán terápia	■	■	■	■		
Pelvic re-education therapy				■		
Muscle re-education therapy				■		
Vákuum						■
Kijelző						
Monokróm LCD hátsómegvilágítással (1/4 VGA)	■	■	■	■	■	
Nyomógomb a fontos beállításokhoz	■	■	■	■	■	
2 független intenzitás beállító	■	■	■	■		
Direkt terápia gombok	■	■	■	■	■	
Protokollok: Tárgyszerint és Indikációs lista	■	■	■	■	■	
Diagnosztika (Rheobase, Chronaxy)	■	■	■	■		
Kontra-indikációs lista	■	■	■	■	■	
Memória: 20 szabad hely	■	■	■	■	■	

■ = Sztdandard

○ = Opcionális

		COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Elektroterápia							
Egyenáram formák							
Négyszög pulzáló		■	■	■	■		
2-5 (Ultra Reiz)		■	■	■	■		
Háromszög pulzáló		■	■	■	■		
MF négyszög pulzáló		■	■	■	■		
Iontoforézis- MF négyszög pulzáló		■	■	■	■		
Diadinamik áramformák							
MF		■	■	■	■		
DF		■	■	■	■		
CP		■	■	■	■		
LP		■	■	■	■		
TENS áramformák							
Konvencionális TENS		■	■	■	■		
Alacsony frekvenciás TENS		■	■	■	■		
Burst TENS		■	■	■	■		
Véletlen frekvenciás TENS		■	■	■	■		
Han féle stimuláció (fájdalomcsökkentés)		■	■	■	■		
NMES áramformák							
Négyszög hullámzó		■	■	■	■		
Háromszög hullámzó		■	■	■	■		
Bifázisos hullámzó		■	■	■	■		
Intrapulzáló szünettel hullámzó		■	■	■	■		
2-pólusú MF hullámzó		■	■	■	■		
4-pólusú interferencia hullámzó		■	■	■	■		
Interferencia hullámformák							
2-pólusú középfrekvencia		■	■	■	■		
4-pólusú interferencia klasszikus		■	■	■	■		
4-pole interferencia vektorral		■	■	■	■		
Diagnosztika programok							
Rheobase és Chronaxy		■	■	■	■		
Rheobase és AQ		■	■	■	■		
Fájdalom pontok		■	■	■	■		
Diagnose stresszes törés		■	■			■	
Állandó feszültség CV / Állandó áram CC		■	■	■	■		

- = Szstandard
○ = Opcionális

		COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Ultraszhang terápia 							
Kezelőfej 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		■	■			■	
Kezelőfej 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		○	○			○	
Akusztikus és vizuális kontaktus kontroll		■	■			■	
Lézer terápia 							
Monoprobe: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW		○					
Clusterprobe: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW		○					
Myofeedback terápia 							
Electro myograph (2 független EMG csatorna)					■		
Nyomás myograph (1 csatorna)					■		
Kombinációs terápia 							
Ultraszhang + Konvencionális TENS 		■	■				
Ultraszhang + Burst TENS 		■	■				
Ultraszhang + Véletlen Frekv. TENS 		■	■				
Ultraszhang + 2-pólusú Interferencia 		■	■				
Szimultán terápia							
Elektroterápia (2-pólusú) + Lézer (opcionális)		■					
Elektroterápia (2-pólusú) + Ultraszhang		■	■				
Ultraszhang + Lézer (opcionális)		■					
Elektroterápia (2-pólusú) + Elektroterápia (2-pólusú)		■	■	■	■		
Elektroterápia és Myofeedback (2 csatornán)					■		
Myofeedback EMG (2 csatornán)					■		
Myofeedback EMG + Nyomás					■		
Vákuum 							
2 független csatorna							■
Elektronikus vákuum szabályozás							■
Folyamatos és pulzáló							■
Csatlakoztatható a jelzett elektroterápiás gépekhez		■	■	■	■		
Myo PC Szoftver csomag							
Páciens adatbázis					■		
Medence és izom protokollok					■		
Optimális grafikus megjelenítés					■		
Átfogó riport funkció					■		

- = Sztandard
○ = Opcionális