

Termék adatlap

G2 Trakció

*Speciális kezelőágy nyaki és gerinc trakcióhoz.
A nagy mozgó fekvőfelület megszünteti a tapadást
a páciens és a fekvőfelület között így a kezelés
hatásos és komfortos lesz.
A fekvőfelület rögzíthető ezért a trakciós ágy
más célra is használható.*

Sztandard felépítés

- Mozgó fekvőrész 15 cm mozgással
- Gázrugóval állítható hátszekció
- Elektromotoros magasságállítás lábkapcsolóval
- Fekvőrész 40 mm vastag, 40 kg/m³
- 15 cm magas terület a váz alatt
(nem kompatibilis 150 007-es tétellel)
- Csúszásmentes láb
- Fekvőfelület 11 színben

Rendelési adatok

160 110 G2 Trakciós ágy

Opcionális

150 029 G2 Kézivezérlés
150 007 G2 Perifériális kapcsoló
150 001 G2 Hidraulika
150 062 G2 Kerék mechanika
150 003 G2 Fekvőfelület arcnyílással
150 004 G2 Fekvőfelület nem-sztandard színekben



Mozgó fekvőfelület a súrlódásmentes trakciós
terápiához.

Tartozékok

333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
160 996 G2 Trakciós keret AutoTrac 460-as készülékhez
100 476 Csípő öv
100 477 Mellkasi öv
110 487 2-section flexion stool
100 457 Neck harness according to Glisson
100 458 spreader bar
100 459 Pads for neck harness
332 915 Fekvőfelület lábvég védő
xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyag
(9 színben 'Style')

Specifikációk

Hossz x szélesség: ± 205 x 67cm
Magasság állítás: ± 47 – 100 cm
Súly: ± 85 kg
Max. emelőkapacitás: 200 kg
Elektromotor: 6.000 N
Hidraulikus pumpa: 10.000 N
Hálózati feszültség: 230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A
120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Inzulációs osztály: II
Nedvesség ellenállás: IP 21
Klasszifikáció: I
Konformitás: IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-2
MDD 93/42/EEC



G2 Trakció



G2 Trakció tartozékok:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ▪ Lábkapcsoló | - sztdandard |
| ▪ Kerék mechanika | - opcionális |
| ▪ Fejrész arcnyílással | - opcionális |
| ▪ AutoTrac 460 készülék | - kiegészítő |
| ▪ Rögzítőkeret | - kiegészítő |




Gerinc trakció (mozgó fekvőfelület)



Nyaki trakció (rögzített fekvőfelület)

Funkcionalitás / méretek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

