

Termék adatlap

Gymna Myo 200

A Myo 200, electroterápiás, myofeedback és kombináltterápiás készülék

A Myo 200 feedback egy felhasználóbarát készülék. A kezelés céljának és az intenzitásnak meghatározása után, a páciens személyes adatai alapján a kezelés megkezdhető.

Az egyedi Myo szoftver tovább növeli a készülék lehetőségeit úgy mint eredmények tárolása, diagrammok kijelzése és kinyomtatása, a páciens adatainak naprakész tartása. Contilife™ tesztet is használja a készülék.



Article number: 329. 604

Karakterisztika

- Terápiák :
 - Biofeedback: EMG és nyomás
 - Kombinált terápia (kombináció a stimulációval és feedbackkel)
 - Elektroterápia, 2 és 4 pólus, 2 teljesen független csatorna.
 - Szimultán terápia (2 különböző indikáció használata szimultán az elektroterápián belül)
- Áramformák : 21
 - Áramformák: Lásd. a következő oldalakat.
- Funkcionalitás :
 - Indikációk: 85
 - Általános: 23
 - Pelvic floor: 67
 - Izom: 15
 - Diagnosztika: 6
 - Szabad memória: 20
- A Vaco 200-as készülékhez csatlakoztatható

Sztandard tartozékok

- | | |
|---------|--|
| 112 451 | Hálózati kábel |
| 329 967 | Referencia kábel, 2 mm csatlakozóval |
| 330 803 | Teszt dugó, F/F, 2 mm csatlakozóval |
| 329 945 | EMG Elektroda kábel, 2 mm, árnyékolt |
| 329 956 | EMG Inkontinencia kábel, 2mm, árnyékolt |
| 326 799 | Öntapadós elektróda, Ø 3 cm, 4db |
| 326 821 | Öntapadós elektróda, 5 x 5 cm, 4db |
| 329 978 | Vaginális elektróda, Novatys gold |
| 109 981 | Vaginális nyomás szonda |
| 111 917 | Vaginális nyomás szonda ház |
| 115 684 | Visual Analogue Scale (VAS-Score) |
| 330 000 | Összekötő kábel myo 200/pc (USB) |
| 330 011 | Cd-Rom Myo PC software + kezelési javaslat |
| 117 276 | Fotók az elektróda felhelyezéséről |

Opcionális tartozékok

- | | |
|---------|--|
| 302 955 | Hordozó táská 200 széria |
| 114 142 | Pont elektróda szivaccsal, Ø 15 mm |
| 109 944 | Pontelektróda szivacs, 10db |
| 330 594 | Vaginális elektróda V2B+ |
| 330 572 | Vaginális elektróda Optima 3 |
| 330 583 | Vaginális elektróda Perisize 4+ |
| 329 989 | Anális elektróda Analia |
| 330 561 | Anal probe Analys+ |
| 330 814 | Ház vaginális nyomás szondához |
| 111 919 | Anális nyomás szonda |
| 111 918 | Hose for anal pressure probe |
| 330 825 | Ház anális nyomásszondához |
| 112 166 | Rektális stimulációs elektróda |
| 326 810 | Öntapadós elektróda, 2.5 x 5 cm, 4db |
| 326 832 | Öntapadós elektróda, 5 x 10 cm, 4db |
| 340 446 | Lapelektróda, 4 x 6 cm, 2db |
| 340 468 | Lapelektróda, 6 x 8 cm, 2db |
| 340 481 | Lapelektróda, 8 x 12 cm, 2db |
| 100 657 | Szivacs, 4 x 6 cm, 4db |
| 100 658 | Szivacs, 6 x 8 cm, 4db |
| 100 659 | Szivacs, 8 x 12 cm, 4db |
| 108 934 | Rögzítő szalag, 5 x 30 cm |
| 108 935 | Rögzítő szalag, 5 x 60 cm |
| 108 936 | Rögzítő szalag, 5 x 120 cm |
| 117 210 | Mobil 700, kocsi, 2 polccal, 1 fiókkal |
| 117 220 | Extra polc + fiók Mobil 700 kocsihoz |
| 117 215 | Palack tartó Mobil 700 kocsihoz |
| 330 033 | Tilting support for the Myo 200 on the Mobil 700 |

Technikai adatok

Nyelv	: 9
Hálózati feszültség	: 100-240-VAC, 50/60 Hz +/- 10%
Max. áramfelvétel	: 85 VA
Méretek (bxhxd)	: 266 x 100 x 275 mm
Súly	: c.A 3,650 kg
Érintés védelem	: Class I, Type BF
MDD minősítés	: IIa
Biztonsági vizsgálat	: CE, MDD 93/42/EEC

Manualok

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 323 011 | Biztonsági instrukciók |
| 329 637 | Használati utasítás! (angol) |
| 311 872 | CD Használati utasítás! (több nyelvű) |

	COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Therapies						
Electrotherapy (2 independent channels)	■	■	■	■		
Ultrasound therapy (1 & 3 MHz)	■	■			■	
Laser therapy (optional)	■					
Combination therapy	■	■				
Simultaneous therapy	■	■	■	■		
Pelvic re-education therapy				■		
Muscle re-education therapy				■		
Vacuum						■
User-interface						
Monochrome LCD with backlight (1/4 VGA)	■	■	■	■	■	
Push buttons for the important functions	■	■	■	■	■	
2 separate intensity regulators	■	■	■	■		
Direct therapy keys	■	■	■	■	■	
Protocols: Objectives & Indications list	■	■	■	■	■	
Diagnostics (Rheobase, Chronaxy)	■	■	■	■		
Contra-indications list	■	■	■	■	■	
Memory: 20 free locations	■	■	■	■	■	

■ = Standard

○ = Optional

		COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Electrotherapy							
Unidirectional currents							
Rectangular pulse		■	■	■	■		
2-5 current (Ultra Reiz)		■	■	■	■		
Triangular pulse		■	■	■	■		
MF rectangular pulse		■	■	■	■		
Iontophoresis- MF rectangular pulse		■	■	■	■		
Diadynamic currents							
MF		■	■	■	■		
DF		■	■	■	■		
CP		■	■	■	■		
LP		■	■	■	■		
TENS currents							
Conventional TENS		■	■	■	■		
Low frequency TENS		■	■	■	■		
Burst TENS		■	■	■	■		
Random Frequency TENS		■	■	■	■		
Han Stim (via painrelief)		■	■	■	■		
NMES currents							
Rectangular surge		■	■	■	■		
Triangular surge		■	■	■	■		
Biphasic surge		■	■	■	■		
Intrapuls interval surge		■	■	■	■		
2-pole MF surge		■	■	■	■		
4-pole interf. surge		■	■	■	■		
Interferential currents							
2-pole Medium Frequency		■	■	■	■		
4-pole interferential classic		■	■	■	■		
4-pole interferential vector		■	■	■	■		
Diagnostic programs							
Rheobase and Chronaxy		■	■	■	■		
Rheobase and AQ		■	■	■	■		
Pain points		■	■	■	■		
Diagnose stress fracture		■	■			■	
Constant voltage / Constant current		■	■	■	■		

■ = Standard

○ = Optional

		COMBI 200L	COMBI 200	DUO 200	MYO 200	PULSON 200	VACO 200
Ultrasound therapy 							
Treatment head 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrequent)		■	■			■	
Treatment head 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrequent)		○	○			○	
Acoustic and visual contact control		■	■			■	
Laser therapy 							
Monoprobe: max. average power: 70,5 mW		○					
Clusterprobe: max. average power: 4 x 13,5 mW		○					
Myofeedback therapy 							
Electro myography (2 individual EMG channels)					■		
Pressure myography (1 channel)					■		
Combination therapy 							
Ultrasound + Conventional TENS 		■	■				
Ultrasound + Burst TENS 		■	■				
Ultrasound + Random Freq TENS 		■	■				
Ultrasound + 2-pole Medium frequency 		■	■				
Simultaneous therapy							
Electrotherapy (2-pole) + Laser (optional)		■					
Electrotherapy (2-pole) + Ultrasound		■	■				
Ultrasound + Laser (optional)		■					
Electrotherapy (2-pole) + Electrotherapy (2-pole)		■	■	■	■		
Electrotherapy & Myofeedback (on 2 channels)					■		
Myofeedback EMG (on 2 channels)					■		
Myofeedback EMG + Pressure					■		
Vacuum 							
2 independent channels							■
Electronic vacuum control							■
Continuous & pulsed rhythm							■
Connectable in combination with		■	■	■	■		
Myo PC Software package							
Patient database					■		
Pelvic & muscle re-education protocols					■		
Optimal graphical visualization					■		
Comprehensive reporting function					■		

- = Standard
○ = Optional