

Termék adatlap

G2 Trio

A G2 Trio kezelő és vizsgálóágy állítható hát és fejrésszel rendelkezik ezáltal alkalmas ülő és fekvő kezelésekre.

Az egyszerű felépítés ellenére sokoldalú használatra alkalmas. A G2 Trio kezelőágyhoz opcióként rendelhető kartámasz az optimális és kényelmes hasonfekve történő kezelésekhöz.

Sztandard felépítés

- 3 részes kezelőágy állítható hát és fejrésszel
- Gázrugóval állítható szekciók
- Elektromotoros magasságállítás lábkapcsolóval
- A fekvőfelület 40mm vastag.
- 15 cm magas szabad terület a váz alatt (nem kompatibilitás 150 007-es tétellel)
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 színben

Rendelési adat

160 040 G2 Trio

Opcionális

- 150 029 G2 Kézivezérlés
- 150 007 G2 Perifériális kapcsoló
- 150 001 G2 Hidraulika
- 150 062 G2 Kerék mechanika
- 150 002 G2 Kartámaszok*
- 150 003 G2 Fekvőrész arcnyílással
- 150 004 G2 Fekvőrész nem-sztandard színekben

Tartozékok

- 150 106 G2 Papírtekerstartó 50 cm
- 150 117 G2 Papírtekerstartó 60 cm
- 337 018 Papírteker 50 cm (12db)
- 332 915 Fekvőrész lábvég védő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyag (9 színben 'Style')

* Automatikusan beleértve 150 003

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 205 x 67cm
Magasságállítás:	± 47 – 100 cm
Súly:	± 80 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A 120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállás:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC



160 040


G2 Trio



G2 Trio opciók:

- Perifériális kapcsoló
- Kerék mechanika
- Kartámaszok

Funkcionalitás / méretek



67



47 70 88



opcionális kartámaszok

Fekvőfelület színek

Style



Pacific



Carbon



Chrome



Ivory



Sahara



Marble



Havana



Terracotta

Fashion



Agave



Mandarin



Atoll