

SPECIFIKÁCIÓK

Méretek :	205 x 67 cm
Súly :	±79 kg
Magasság állítás :	50 – 100 cm elektromos 52 – 99 cm hidraulikus
Emelő kapacitás:	Max. 200kg
Hálózati feszültség:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Áram felvétel:	Max. 2.0 A
Szigetelés:	Class II
Klasszifikáció:	I
Alkalmazott alkatrészek:	Type BF
Páraállóság:	IP21

Motor ereje:	6 kN
Motor használhatósága:	Max. 2 perc be / 18 perc ki
Hidraulikus pumpa:	10kN
Váz anyaga:	Rozsdamentes acél
Váz bevonata:	Porfestett fehér RAL 9016
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EC direktívák 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU



PÁRNA KÁRPITOZÁSA

Klasszikus:	PVC, ftalát mentes, biokompatibilis, kopásálló és tűzálló
-------------	--

PÁRNA VÉGE

Lineáris:	Single padded, 40 kg/m ³
-----------	-------------------------------------

OPCIÓK

Kerekek	Biztonsági kapcsoló láb vagy kézi vezérléshez
---------	---

Arc nyílás	Ergomax arc nyílás
------------	--------------------

MÉRETEK / FUNKCIONALITÁS

